



MC-S

NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU
MEDIN CYLINDRICKÝ - MC-S

MEDIN CYLINDRICKÝ - MC-S

Provedení - aplikace: cementovaný

- verze s límcem i bez límce

MEDIN
ORTHOPAEDICS

MC-S

MEDIN CYLINDRICKÝ - MC-S

Dřík femorální cylindrický - cementovaný je standardně v provedení s límcem (bez límce pouze na zakázku). V distální části má kyčelní dřík kruhový průřez, který se v proximální části rozšiřuje do anatomického tvaru. Distální konec dříku je ukončen kulovou plochou s paraboloidním přechodem. Vnitřní křivka proximální části sleduje anatomický tvar femuru. Vnější strana proximální části je přímá a navazuje bez přerušení na distální část dříku. V oblasti calcar



femoris, tj. v přechodové oblasti mezi proximální částí dříku a krčkem je umístěn tzv. usazovací límec. Krček protézy je ukončen standardním kuželem 12/14 s úhlem 5°43'30''.

Femorální komponenta kyčelní náhrady je vyráběna ze slitiny FeNiCr (ISO 5832/9). Obě varianty, s límcem i bez límce, jsou dodávány v šesti velikostech označovaných dle průměru cylindrické části v rozsahu 10 - 15 mm.

Celý povrch kyčelního dříku je leštěný.



Použití:

Dřík kyčelní je užíván jako součást totální náhrady kyčelního kloubu při řešení pokročilých degenerativních a zánětlivých onemocnění kyčelního kloubu a některých úrazových stavů.

Doporučujeme používat v kombinaci s kyčelními hlavicemi a acetabulárními náhradami MEDIN.



Kontraindikace:

- infekční onemocnění nebo lokální infekce
- závažné neuromuskulární nebo cévní onemocnění
- špatná kvalita kostních struktur

Výrobce: MEDIN Orthopaedics, a.s., Jinonická 329, 150 07 Praha 5 - Jinonice, Tel.: 251 043 540, Fax: 251 042 121, e-mail: ortho@medin.cz

Distributor:

MEDIN, a.s.

Vlachovická 619

592 31 Nové Město na Moravě

Czech Republic

IČO 43378030

DIČ CZ43378030

prodej

Česká republika

Tel.: 566 684 327-8

Fax: 566 684 384

e-mail: prodej@medin.cz

www.medin.cz

prodej

Slovenská republika

Tel.: 00420 566 684 332

Fax: 00420 566 684 385

e-mail: export@medin.cz

Distributor:

Endoimplant spol. s r.o.

Na Pískách 13

160 00 Praha 6

Czech Republic

IČO 17049962

DIČ CZ17049962

prodej

Česká republika

Tel.: 233 326 500

Fax: 233 321 681

e-mail: centrum@endoimplant.cz

www.endoimplant.cz